

# Wandhalterung Flowpack

Für Meliseptol® Wipes sensitive 100 & XL

## EIGENSCHAFTEN

- Aus Aluminium, weiß eloxiert
- Zur Befestigung an der Wand
- Frei laufende Halterung senkt sich mit jedem entnommenen Tuch, damit wird eine besonders hygienische Entnahme ermöglicht
- Schafft freie Arbeitsflächen und Platz
- Führungsschiene für den Deckel, sichert das Flowpack
- Einfach zu reinigen und zu desinfizieren
- Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1789, eignet sich damit optimal zur Befestigung in Rettungsfahrzeugen
- Speziell für Meliseptol® Wipes sensitive Flowpacks 100 sowie XL geeignet



LIEFERFORM	VE	Art.-Nr.	PZN
Flowpack-Halterung	1 Stück	3908470	-

## Qualitativ hochwertige Tücher

Weiche, fusselfreie Tücher sind sanft zu hochempfindlichen Oberflächen. Sie sind im 4-Felder-Test (EN 16615) geprüft.

## Einfaches Handling

Durch die spezielle Falttechnik werden die Tücher einzeln gezogen und mit dem „Klick-Verschluss“ ist das Flowpack sicher geschlossen. Die Tücher bleiben 90 Tage einsatzbereit.

## WIRKSPEKTRUM / EINWIRKZEITEN (EZ)

EINSATZGEBIET	EZ
Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH bakterizid / levurozid	1 Min.* geringe Belastung
TbB (M. terrae)	3 Min.
Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)	1 Min.
Rotaviren	1 Min.
Aviäre Influenzaviren	15 Sek.
Polyomaviren SV40	5 Min.
Noroviren (MNV)	5 Min.

\* Der kürzest mögliche Leistungswert beim VAH beträgt 5 Min.

LIEFERFORM	VE	Art.-Nr.	PZN
Meliseptol® Wipes sensitive, Flowpack 100 mit 100 Tüchern (18 x 20 cm)	6 Stück	19894	12143130
Meliseptol® Wipes sensitive, Flowpack XL mit 42 Tüchern (24 x 30 cm)	6 Stück	19893	12143124

Physikalisch-chemische Daten: Aussehen: weiße Tücher | Geruch: unauffällig | Dichte: ca. 0,98 g/ml | Flammpunkt: + 31 °C

Meliseptol® Wipes sensitive XL sind getränkt mit mit 600 g Lösung Meliseptol® Foam pure: 100 g Lösung Meliseptol® Foam pure enthalten: Propan-1-ol 17 g, Didecylidimethylammoniumchlorid 0,23 g, nichtionische Tenside. Angaben gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien: < 5 % nicht-ionische Tenside.

B. Braun Melsungen AG | 34209 Melsungen | Deutschland  
Tel. (0 56 61) 71-33 99 | Fax (0 56 61) 71-35 50 | [www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)