



SCHNELLE ALKOHOLBASIERTE DESINFEKTION

Incidin™ Liquid

ALKOHOLBASIERTE GEBRAUCHSFERTIGE OBERFLÄCHENDESINFEKTION

Incidin™ Liquid bietet dem Anwender durch sein breites Wirkspektrum, einschließlich Tuberkulose und Norovirus, eine hohe Zuverlässigkeit.

Incidin™ Liquid bietet außerdem:

- Kurze Kontaktzeiten
- Farbstoff- und parfümfreie Formulierung
- Hervorragende Materialverträglichkeit auf alkoholbeständigen Oberflächen
- Kompatibilität mit dem Incidin™ Dry Wipes System



Incidin™ Liquid

Gebrauchsfertige Flächendesinfektion auf Alkoholbasis



Incidin™ Liquid
1-Liter-Flasche

Incidin™ Liquid
5 L Kanister

BREITES WIRKSPEKTRUM MIT KURZEN KONTAKTZEITEN

Aufgrund seines breiten Wirkspektrums bei kurzen Kontaktzeiten ist Incidin™ Liquid ideal auch für Intensivpflegebereiche und andere Hochrisikobereiche. Kontaktzeiten sind in der Tabelle unten angeführt.

ZUVERLÄSSIGE VERWENDUNG

Als gebrauchsfertige Lösung mit nachgewiesener Materialverträglichkeit auf alkoholbeständigen Oberflächen ermöglicht Incidin™ Liquid den zuverlässigen Einsatz für alle Anwendungsbereiche.

FREI VON FARB- UND DUFTSTOFFEN

Die farbstoff- und parfümfreie Formulierung hinterlässt keine Wirkstoffrückstände und sorgt für eine angenehme Produktnutzung.

MIKROBIOLOGISCHE UND VIROLOGISCHE TESTERGEBNISSE

WIRKSAMKEIT UNVERDÜNNT	KONTAKTZEIT
Desinfektion von Oberflächen nach VAH mit / ohne mechanische Einwirkung (bakterizid, levurozid, tuberkulozid)	5 Minuten
Flächenschnelldesinfektion gem. VAH-Methode 2015 ohne mechanische Einwirkung	1 Minute
EN 13727 / EN 13624 / EN 14348 (bakterizid, levurozid, tuberkulozid)	1 Minute
EN 16615 bakterizid / levurozid	1 Minute
EN 16615 tuberkulozid	1 Minute
RKI-DVV 01/2004* / EN 14476 behüllte Viren	30 Sekunden
DVV 2015* / EN 14476 begrenztes viruzides Spektrum	10 Minuten
EN 14476 Adenovirus	1 Minute
EN 14476 Norovirus	10 Minuten
DVV 2015* / EN 14476 Rotavirus (geringe Belastung)	30 Sekunden
EN 16777 Norovirus (hohe Belastung)	10 Minuten
EN 16777 Adenovirus (hohe Belastung)	5 Minuten
EN 16777 Vaccinia Virus (hohe Belastung)	1 Minute

*DVV 2015 (Suspensionstest)

BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Incidin™ Liquid Flasche	12 x 1 L	3096220
Incidin™ Liquid Kanister	2 x 5 L	3096300

ANWENDUNGSBEREICH

Schnell wirkende, gebrauchsfertige Flächendesinfektionslösung für Medizinprodukte.

Biozid: für allgemeine Oberflächen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Produkt unverdünnt auf einem Vliestuch verwenden. Wischen Sie die alkoholbeständige Oberfläche oder das Produkt ab, oder besprühen Sie die Oberfläche aus ca. 30cm Entfernung (max. 40ml/m²) und lassen Sie sie trocknen. Stellen Sie sicher, dass die gesamte Oberfläche vollständig benetzt ist.

INHALTSSTOFFE

100g enthalten:

35g 2-Propanol, 25g 1-Propanol

LAGERUNG

Das Produkt sollte im Originalbehälter unter 25 °C an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden.

MEDIZINPRODUKTE UND BIOZIDE SICHER VERWENDEN

Lesen Sie die Informationen auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Vertrieb durch:
ECOLAB GMBH
Rivergate D1/4.OG
Handelskai 92
1200 Wien
Österreich



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ECOLAB®

www.ecolab.com